

QuickmatFIT

anatomisch vergrößerte
Teilmatrizen

neu!

Präzise
natürliche
Kontur

Vorteile

Verbesserte natürliche Krümmung: 3D-Konturmatrize gewährleistet anatomisch korrekte Restaurationen

Drei anatomische Formen zur Abdeckung aller Arten von posterioren Restaurationen der Klasse-II

Besonders indiziert bei breiten interproximalräumen und großen Kavitäten

Einfach zu handhaben. Die Platzierungsflaschen erleichtern und beschleunigen das Einsetzen und Entfernen der Matrize

Zeitsparende Lösung. Die restaurierte Anatomie erfordert weniger Nachbearbeitungsschritte

Dünn, starr, aber brünierbar

sectional
matrix



polydentia
swiss manufacture 

neu!

QuickmatFIT

anatomisch vergrößerte Teilmatrizen



Präzise natürliche
Kontur

Testimonial



“Wenn es um Matrizen geht, stehen wir vor zwei schwer zu vereinbarenden Imperativen: Zugang und Abdichtung tiefer Ränder bei gleichzeitiger Schaffung eines anatomischen Austrittsprofils und einer proximalen Oberfläche. In dieser Hinsicht kombinieren die QuickmatFIT-Teilmatrizen von Polydentia, eine hochsteife Legierung mit einem einzigartigen dreidimensionalen Profil und bieten eine einfache Lösung für eine Reihe schwieriger klinischer Situationen.”


Dr. David Gerdolle,
Schweiz



Mit freundlicher Genehmigung von
Dr. David Gerdolle



Weitere
Informationen



Die Entscheidung für eine Matrize, die in der Lage ist, die ursprüngliche Morphologie des Zahns und seine Rundungen zu imitieren oder zu reproduzieren, ist der erste Schritt zu einer erfolgreichen ästhetischen und funktionellen Versorgung.



Seitenansicht der Restauration vor dem Ausarbeiten und Polieren, die die genaue Morphologierekonstruktion mit den QuickmatFIT-Matrizen zeigt

Vergleich - Matrizenanpassung auf Zahnmodell



LumiContrast -
Teilmatrize, indiziert
bei Standard-
Interproximalräumen und
Kavitäten



QuickmatFIT -
anatomische Teilmatrize,
indiziert bei breiten
Interproximalräumen und
großen Kavitäten

QuickmatFIT sind anatomisch verbesserte Matrizen aus rostfreiem Stahl, die in einer Dicke von 0,04 mm und drei anatomischen Formen erhältlich sind und alle Arten von posterioren Restaurationen der Klasse-II abdecken. QuickmatFIT-Matrizen sind besonders für breite Interproximalräume und große Kavitäten geeignet.

Die QuickmatFIT-Matrizen sind dank ihrer Platzierungslaschen leicht zu handhaben und zeigen einen okklusalen abgerundeten Rand, damit die kammrestauration erleichtert wird. Die akzentuierte Krümmung von QuickmatFIT schmiegt sich an den Zahn an und sorgt so für eine bessere Passform und Stabilität (Vergleich mit anderen Polydentia-Matrizen), so dass Sie die richtige Form der Restauration erhalten.

QuickmatFIT anatomische Teilmatrizen - REF 5805
Prämolar 0.04mm, 50 Stk.

QuickmatFIT anatomische Teilmatrizen - REF 5806
Molar 0.04mm, 50 Stk.

QuickmatFIT anatomische Teilmatrizen - REF 5846
Molar deep 0.04mm, 25 Stk.

QuickmatFIT anatomische Teilmatrizen - REF 5835
Prämolar 0.04mm, 100 Stk.

QuickmatFIT anatomische Teilmatrizen - REF 5836
Molar 0.04mm, 100 Stk.

QuickmatFIT anatomische Teilmatrizen - REF 5856
Molar deep 0.04mm, 50 Stk.

