

QuickmatFLEX

sectional matrices



neue!

Profitieren Sie von dem hervorragenden elastischen Gedächtnis

Vorteile

Ultra-dünn 0,03mm.
Erleichtertes Einsetzen in enge Interproximalräume, wodurch anatomisch korrekte Restaurationen und enge Kontaktpunkte erzielt werden können

Verbesserte Elastizität. Einfache Handhabung und Anpassung

Ausgezeichnete Rückstellkraft und elastisches Gedächtnis. Matrizen widerstehen Verformungen dank ihrer elastischen Rückfederung

Zeitsparende Lösung. Wiederhergestellte Anatomien erfordern weniger Nachbearbeitungsschritte

Ideal sowohl für Seitenzahn- als auch für Frontzahnrestaurationen



polydentia
swiss manufacture 



neue!

QuickmatFLEX sectional matrices

developed with
STYLE ITALIANO™

Profitieren Sie von dem hervorragenden elastischen Gedächtnis

Testimonial



“Die einzigartigen Eigenschaften der QuickmatFLEX Teilmatrizen sind ein echter Game-Changer für meine täglichen Restaurationen, nicht nur im Seitenzahnbereich, sondern besonders im Frontzahnbereich. Ihre ultradünne Stärke und ihr überlegenes elastisches Gedächtnis machen QuickmatFLEX zu einer kosteneffektiven und zeitsparenden Lösung, die vorhersagbare, anatomisch korrekte Ergebnisse mit engen Kontaktpunkten liefert. Sie ist die beste Matrize für jeden Behandler.”

Dr. Jordi Manauta,
Italien



Klinisches Bild: Dr. Giuseppe Chiodera



Klinisches Bild: Dr. Antonino Nicolò

Klinisches Titelbild mit freundlicher Genehmigung von Dr. Giuseppe Chiodera

ultradünne Titan-
Teilmatrizen 0,03mm

ausgezeichnete
Rückstellkraft und
elastisches Gedächtnis

Optimierte zervikale
Ausdehnung für tiefe
Füllungen


3 Matrizen Größen -
Prämolar, Molar und
Molar Deep

Ausgezeichnete Rückstellkraft und elastisches Gedächtnis.

Vergleich des elastischen Gedächtnisses
zwischen QuickmatFLEX-Teilmatrizen und
Edelstahl-Teilmatrizen



Sehen
Sie das
Video



Teilmatrizen
QuickmatFLEX



Edelstahl
Teilmatrizen

QuickmatFLEX sind ultradünne (0,03 mm) Teilmatrizen aus Titan mit ausgezeichnetem elastischem Gedächtnis. Sie sind einfach zu handhaben und bieten die richtige Balance aus Flexibilität und Steifigkeit, um die Positionierung und Anpassung in engen Interproximalräumen zu optimieren. Die Teilmatrizen widerstehen aufgrund ihrer reduzierten Dicke und der verbesserten Metalllegierung der Verformung, da sie eine hohe elastische Rückstellkraft haben, die es ihnen ermöglicht, in ihre ursprüngliche Form zurückzukehren.

Klasse-II-Behandlungen mit QuickmatFLEX Teilmatrizen und unseren Teilmatrizenringen liefern vorhersagbare Restaurationen mit korrekter Anatomie, engen Kontaktpunkten und glatten Kompositoberflächen, die nur minimale Nachbearbeitungsschritte erfordern.

QuickmatFLEX Teilmatrizen - Premolar - REF 6785
Prämolar 0,03mm/5mm, 100 Stk.

QuickmatFLEX Teilmatrizen - Molar - REF 6786
Molar 0,03mm/6,4mm, 100 Stk.

QuickmatFLEX Teilmatrizen - Molar Deep - REF 6787
Molar 0,03mm/6,4mm + Ext., 50 Stk.

