

QuickmatFIT

matrices seccionales
anat6micamente aumentadas

nuevas!

contorno
natural
preciso

Ventajas

Curvatura natural mejorada: las matrices contorneadas en 3D garantizan restauraciones anat6micamente precisas

Tres formas anat6micas para cubrir todo tipo de restauraciones posteriores de clase II

Especialmente indicadas en caso de amplios espacios interproximales y grandes cavidades

F6ciles de manipular: las lengüetas de colocaci3n facilitan y agilizan la inserci3n y extracci3n de la matriz

Soluci3n que ahorra tiempo: las anatomías restauradas requieren menos pasos de acabado

Finas, rígidass, pero bruñibles

sectional
matrix



polydentia
swiss manufacture 



nuevas!

QuickmatFIT

matrices seccionales
anatómicamente aumentadas

contorno natural
preciso

Testimonial



“Cuando se trata de matrices, nos enfrentamos a dos imperativos difíciles de conciliar: acceder a los márgenes profundos y engazarlos, creando al mismo tiempo un perfil de emergencia anatómico y una superficie proximal. En este sentido, las matrices seccionales QuickmatFIT de Polydentia combinan la alta rigidez del acero con un perfil tridimensional único, proporcionando una solución fácil a una serie de situaciones clínicas difíciles.”

Dr. David Gerdolle,
Suiza



Imágenes por cortesía del
Dr. David Gerdolle



para más
información



El primer paso para conseguir una restauración estética y funcional satisfactoria es la elección de una matriz capaz de imitar o reproducir la morfología original del diente y sus curvaturas.



Vista lateral del restauro prima della rifinitura e della lucidatura che evidenzia l'accurata ricostruzione della morfologia fornita dalle matrici QuickmatFIT

Comparación - Adaptación de la matriz en el modelo de dientes



LumiContrast - matriz seccional indicadas en caso de espacios interproximales y cavidades estándar



QuickmatFIT - matriz seccional anatómica indicadas en caso de amplios espacios interproximales y grandes cavidades

QuickmatFIT son matrices seccionales de acero inoxidable anatómicamente aumentadas disponibles en 0,04 mm de grosor y tres formas anatómicas para cubrir todo tipo de restauraciones posteriores de clase II. Las matrices QuickmatFIT están especialmente indicadas para espacios interproximales amplios y cavidades grandes.

Fáciles de manipular gracias a sus lengüetas de colocación, las matrices QuickmatFIT presentan un borde oclusal enrollado para facilitar la restauración de la cresta marginal.

La curvatura acentuada de QuickmatFIT abraza el diente para mejorar el ajuste y la estabilidad (en comparación con otras matrices de Polydentia), lo ayuda a alcanzar la anatomía correcta de la restauración.

- QuickmatFIT anatomical sectional matrices - REF 5805**
Premolar 0.04mm, 50 pcs
- QuickmatFIT anatomical sectional matrices - REF 5806**
Molar 0.04mm, 50 pcs
- QuickmatFIT anatomical sectional matrices - REF 5846**
Molar deep 0.04mm, 25 pcs
- QuickmatFIT anatomical sectional matrices - REF 5835**
Premolar 0.04mm, 100 pcs
- QuickmatFIT anatomical sectional matrices - REF 5836**
Molar 0.04mm, 100 pcs
- QuickmatFIT anatomical sectional matrices - REF 5856**
Molar deep 0.04mm, 50 pcs

